


La **Bilateral Sinus Solution™** rappresenta una delle risposte chirurgiche più efficaci e mirate per la gestione dell'atrofia mascellare severa, ideata proprio per superare i limiti delle tecniche tradizionali più invasive.

Elementi Chiave della Tecnica

- **Nessun Innesto od Osso Sintetico:** Si evita del tutto il ricorso a innesti ossei, grande rialzo del seno mascellare (*sinus lift*) o impianti zigomatici complessi.
- **Sfruttamento dell'Osso Nativo:** L'intervento sfrutta l'osso basale residuo a livello anatomico e corticale, garantendo un'ottima stabilità primaria degli impianti.
- **Carico Immediato in circa 2 Ore:** Grazie alla stabilità meccanica ottenuta, è possibile avvituare la protesi fissa provvisoria direttamente al termine dell'intervento o entro poche ore.
- **Senza Falsa Gengiva:** Progettata per restituire un'estetica naturale, ancorando i denti direttamente sulla gengiva naturale senza necessità di flangia in resina rosa.

Paziente con Atrofia Mascellare Severa



Bilateral Sinus Solution™	
• Ancoraggio strategico su osso basale residuo • Posizionamento protesi fissa in ~2 ore • Risultato estetico naturale (senza flangia rosa)	

Riferimento e Contatti

- **Tecnica:** Bilateral Sinus Solution™ (Implantologia Network)

- **Referente:** Nicola Lettera

- **Telefono / WhatsApp:** [388 7527525](tel:3887527525)